


Componentes del KIT



Componentes del Kit

- Una bolsa esterilizada para recolección de sangre (250 ml) la cual contiene CPD anticoagulante (35 ml.) , una aguja y una pinza.
- Dos toallitas de alcohol (esterilizadas) para desinfectar.
- Tres compresas esterilizadas, 7.5 cm. X 7.5 cm.
- Un gasa absorbente (obligatoria para el transporte)
- Una bolsa de plástico (95 Pk) con auto cierre hermético.
- Dos bolsitas de gel para el control de temperatura durante el transporte.
- Caja de transporte de poliestireno
- Manual de usuario (procedimiento de extracción)

IMPORTANTE: En caso de daño visual de la sangre ó pérdida de esterilidad, esta caja no deberá ser utilizada.