



## ¿ Como se recolecta la sangre ?



La recolección de la sangre es un procedimiento muy fácil que ha de ser realizado siempre por el personal sanitario. En el KIT de extracción se encuentran las instrucciones que ha de seguir el ginecólogo en cada momento. Como información lea estos puntos que le darán una idea de la sencillez del proceso

1. Después del nacimiento, lo más rápido posible, "pinzar" el cordón umbilical con dos pinzas lo más cerca posible del cuerpo del bebé.
2. Cortar el cordón umbilical entre las dos pinzas y separar al bebé de la zona
3. Sin esperar a la expulsión de la placenta (importante) desinfectar el cordón umbilical en la zona donde se va a realizar la punción, usando las gasas con alcohol que incorpora el KIT
4. Una vez desinfectada la zona del cordón, inserte la aguja que va unida a la bolsa con anticoagulante, para tratar de recoger la mayor cantidad de sangre posible (250 cc. - 300 cc.). Si es necesario, extraiga sangre de varios puntos del cordón, pero siempre teniendo en cuenta que la zona ha de estar rigurosamente desinfectada
5. Cuando la bolsa este llena de sangre ciérrela a fin de evitar perdidas durante el transporte.
6. Se corta la aguja y se desecha.
7. Introduzca la bolsa con sangre dentro de la bolsa de seguridad que encontrara dentro del KIT y ciérrela. En este momento ha de pegar la pegatina del código de barras.
8. Una vez realizados estos pasos, introduzca todo dentro de la caja especial que contiene el KIT y de por finalizado el proceso de extracción.



**Importante:** NO refrigere ni congele la sangre. Las muestras deben mantenerse siempre a temperatura ambiente